


Priedai



OLED akiniai



DRAMIŃSKI[®]
CARE AND SHARE **app**

Android programa



Plėtinys linijiniam
rektaliniam zondui –
galvijams



Plėtinys linijiniam
rektaliniam zondui –
avims



Dimedium
Vardan sveiko gyvūno

UAB DIMEDIUM Lietuva
Islandijos pl. 217-13, LT-49165 Kaunas
Tel.: +370 615 64241
El. paštas: info@dimedium.lt

DRAMIŃSKI S.A.
Owocowa 17, 10-860 Olsztyn, Poland
Phone: +48 89 527 11 30,
E-mail: ultrasound@draminski.com
www.draminski.com



DRAMIŃSKI[®]

Nešiojami diagnostiniai ultragarsiniai skeneriai

iScan mini

Mažas įrenginys su daug galimybių.



www.draminski.com

VET



Ultragarso skeneris *iScan mini*

iScan mini – tai šioje srityje dirbančių veterinarijos gydytojų nepakeičiamas įrankis kasdieniam jų darbui. Paprasta naudoti, puiki vaizdo kokybė, ir jis nėra daug didesnis nei Jūsų telefonas! Itin lengvas ir patogus iScan echoskopas – nepakeičiama priemonė kiekvienam veterinarijos gydytojui, dirbančiam su ūkinių gyvulių reprodukcija.

LENGVAS

Paruoštas naudoti iScan mini sveria tik 1,35 kg.
Net ilgos darbo valandos nebus našta.

PATVARUS

iScan mini yra šiek tiek didesnis už delną, bet ypač patvarus, nes jo korpusas pagamintas iš aliuminio.

WI-FI RYŠYS

Integruota Wi-Fi antena ir nemokama programa leidžia greitai bendrinti vaizdus ir vaizdų sekas.

"AUTOMATINIS FOLIKULŲ MATAVIMAS"

Jums nebereikia aiškintis, kur yra didžiausias folikulo dydis. iScan mini tai padaro už Jus.

OPTIMIZUOTA DARBO EIGA

Skenerį lengva programuoti, pritaikant pagal Jūsų poreikius.

RYŠKUS VAIZDAS

LuciD – funkcija, skirta sumažinti triukšmą ir pagerinti vaizdo aiškumą.


GREIČIO IR PRIORITETIŠKUMO PASIRINKIMAS

Pasirinkite tarp 128 ir 256 sudėtinio vaizdo eilučių, sureguliuokite tinkamą atnaujinimo dažnį ir rezoliuciją/raišką.

EKRANAS IR AKINIAI

Naudokite integruotą ekraną arba OLED akinius.

Vaizdas visada bus aiškus ir kontrastingas.



Komplekte yra


- Ultragarsinis skeneris su linijiniu rektaliniu zondų
- 2 išorinės baterijos
- Baterijos įkroviklis su 230 V maitinimo laidu
- Nešiojimo diržai
- Transportavimo dėklas
- Vartotojo instrukcija USB diske

Taikymo sritys


- Reprodukcinės sistemos diagnostika
- Nėštumo patvirtinimas ir stebėjimas
- Vaisiaus lyties nustatymas
- Vaisiaus amžiaus nustatymas
- Riebalinio audinio storio matavimas
- Ultragarsinis plaučių tyrimas




Diagnosticiniai vaizdai




Nėštumas



Corpus luteum (Geltonkūnis)



Kiaušidė – matavimas



Gimdos ragai